

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/maska-led-na-twarz-therabody-theraface-mask-p-169767.html>



Maska LED na twarz Therabody TheraFace Mask

Cena	2 292,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FIRTHBMAS0044
Kod producenta	TF03823-01
Kod EAN	840295401850
PKWiU	32.50.21.0

Opis produktu

- **Materiały:** Stal, ABS, PC, TPU, Aluminium, Silikon
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Właściwe wykorzystanie:** Twarz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaje masażu:** Vibration massage, Technologia czerwonego światła, Technologia niebieskiego światła
- **Okres gwarancji:** 24 mies.
- **Czas pracy baterii w trybie oświetlenia LED:** 120 minut
- **Czas pracy baterii w trybie wibracji:** 60 minut
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Wysokość produktu:** 230 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Waga urządzenia:** 576 g
- **Waga (z podstawą):** 636 g
- **Zawartość opakowania:** Stojak ekspozycyjny, Urządzenie TheraFace Mask, Zdejmowane osłony oczu ochronne, Kabel USB-A do USB-C x 1, Kabel USB-C do C x 1
- **Ostrzeżenia:** Nie stosować na uszkodzonej skórze lub ranach., Używać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi., Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Materiały:** Stal, ABS, PC, TPU, Aluminium, Silikon
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Właściwe wykorzystanie:** Twarz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaje masażu:** Vibration massage, Technologia czerwonego światła, Technologia niebieskiego światła
- **Okres gwarancji:** 24 mies.

Moc:

- **Czas pracy baterii w trybie oświetlenia LED:** 120 minut
- **Czas pracy baterii w trybie wibracji:** 60 minut
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Bezprzewodowy:** Tak

Waga i rozmiary:

-
- **Wysokość produktu:** 230 mm
 - **Szerokość produktu:** 180 mm
 - **Głębokość produktu:** 200 mm
 - **Waga urządzenia:** 576 g
 - **Waga (z podstawą):** 636 g

Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Stojak ekspozycyjny, Urządzenie TheraFace Mask, Zdejmowane osłony oczu ochronne, Kabel USB-A do USB-C x 1, Kabel USB-C do C x 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie stosować na uszkodzonej skórze lub ranach., Używać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi., Przechowywać poza zasięgiem dzieci.