

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/lozko-rehabilitacyjno-pielęgnacyjne-carebed-premium-p-234181.html>



Łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne CAREBED PREMIUM

Cena	3 237,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYPM DHLRE0001
Kod EAN	5901780449728
PKWiU	31.09.11.0

Opis produktu

- **Materiał ramy:** Stal
- **Maksymalna waga użytkownika:** 135 kg
- **Kolor produktu:** Brązowy
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Koła transportowe:** Tak
- **Maksymalny udźwig:** 180 kg
- **Funkcja anty-Trendelenburga:** 0°-12°
- **Prosty montaż:** Tak
- **Napięcie wyjściowe DC:** 24 V
- **Napięcie wejściowe:** 100 - 240 V
- **Maksymalny kąt odchylenia pleców:** 70°
- **Maksymalna szerokość:** 102 cm
- **Maksymalna wysokość uniesienia nóg od podstawy:** 21 cm
- **Szerokość:** 90 cm
- **Waga produktu:** 98 kg
- **Długość:** 200 cm
- **Maksymalny kąt odchylenia nóg:** 35°
- **Całkowita długość:** 215 cm
- **Regulacja wysokości leża za pomocą siłowników:** 39-80 cm
- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny łóżka, zwłaszcza elementów ruchomych., Podczas użytkowania łóżka rehabilitacyjnego, upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się przedmioty mogące utrudniać korzystanie z urządzenia., Użyj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi producenta.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Materiał ramy:** Stal
- **Maksymalna waga użytkownika:** 135 kg
- **Kolor produktu:** Brązowy
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Koła transportowe:** Tak
- **Maksymalny udźwig:** 180 kg
- **Funkcja anty-Trendelenburga:** 0°-12°
- **Prosty montaż:** Tak

Moc:

- **Napięcie wyjściowe DC:** 24 V
- **Napięcie wejściowe:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

-
- **Maksymalny kąt odchylenia pleców:** 70°
 - **Maksymalna szerokość:** 102 cm
 - **Maksymalna wysokość uniesienia nóg od podstawy:** 21 cm
 - **Szerokość:** 90 cm
 - **Waga produktu:** 98 kg
 - **Długość:** 200 cm
 - **Maksymalny kąt odchylenia nóg:** 35°
 - **Całkowita długość:** 215 cm
 - **Regulacja wysokości leża za pomocą siłowników:** 39-80 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj stan techniczny łóżka, zwłaszcza elementów ruchomych., Podczas użytkowania łóżka rehabilitacyjnego, upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się przedmioty mogące utrudniać korzystanie z urządzenia., Użyj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi producenta.