

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/materac-przeciwodlezynowy-rurowy-bioflote-5000-p-205883.html>



Materac przeciwodleżynowy rurowy BioFlote 5000

Cena	915,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYPREHMPZ0003
Kod EAN	5903940700182
PKWiU	13.92.22.0

Opis produktu

- **Szerokość pompy:** 28 cm
- **Zakres ciśnienia:** 30 – 60 mmHg
- **Waga:** 2,2 kg
- **Wysokość pompy:** 9 cm
- **Wydajność pompy:** 8 l/min
- **Napięcie zasilania:** 220V/50Hz/1A
- **Głębokość pompy:** 15 cm
- **Elektryczna pompa powietrza:** Tak
- **Maksymalna waga użytkownika:** 160 kg
- **Ilość komór:** 17
- **Kształt:** Prostokątny
- **Rozmiar materaca:** Standardowy rozmiar
- **Kolor produktu:** Granatowy
- **Materiały:** Polichlorek winylu (PVC), Poliuretan (PU)
- **Pokrowiec:** Tak
- **Model:** Pojedynczy materac
- **Wysokość produktu:** 127 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 900 mm
- **Długość produktu:** 2030 mm
- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzać prawidłowość działania pompy i mechanizmu zmiennociśnieniowego., Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego., Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniu materaca.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Szerokość pompy:** 28 cm
- **Zakres ciśnienia:** 30 – 60 mmHg
- **Waga:** 2,2 kg
- **Wysokość pompy:** 9 cm
- **Wydajność pompy:** 8 l/min
- **Napięcie zasilania:** 220V/50Hz/1A
- **Głębokość pompy:** 15 cm

Cechy:

- **Elektryczna pompa powietrza:** Tak
- **Maksymalna waga użytkownika:** 160 kg
- **Ilość komór:** 17
- **Kształt:** Prostokątny

-
- **Rozmiar materaca:** Standardowy rozmiar
 - **Kolor produktu:** Granatowy
 - **Materiały:** Polichlorek winylu (PVC), Poliuretan (PU)
 - **Pokrowiec:** Tak
 - **Model:** Pojedynczy materac

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 127 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 900 mm
- **Długość produktu:** 2030 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzać prawidłowość działania pompy i mechanizmu zmiennociśnieniowego., Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego., Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniu materaca.