

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/termometr-elektroniczny-bezdotykowy-do-czoła-yuwel-p-163840.html>



## Termometr elektroniczny bezdotykowy do czoła YUWEL

Cena	<b>91,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DGNYUWTBE0001</b>
Kod producenta	<b>YT-1</b>
Kod EAN	<b>5902983725435</b>
PKWiU	<b>26.51.51.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Jednostka miary:** °C, °F
- **Dokładność pomiaru temperatury ciała:** 0,3 °C
- **Umiejscowienie termometru:** Czoło
- **Zakres temperatur (T-T):** 32 - 43 °C
- **Czujnik odległości:** Tak
- **Model:** Termometr bezdotykowy
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Funkcja alarmu:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Tryby pomiaru:** Temperatura ciała
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typ obsługiwanych baterii:** AAA
- **Głębokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 38 mm
- **Waga produktu:** 68 g
- **Wysokość produktu:** 149 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Upewnij się, że termometr jest czysty przed każdym użyciem., Nie używać w pobliżu silnych źródeł pola elektromagnetycznego.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Jednostka miary:** °C, °F
- **Dokładność pomiaru temperatury ciała:** 0,3 °C
- **Umiejscowienie termometru:** Czoło
- **Zakres temperatur (T-T):** 32 - 43 °C
- **Czujnik odległości:** Tak
- **Model:** Termometr bezdotykowy
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Funkcja alarmu:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Tryby pomiaru:** Temperatura ciała

#### Moc:

- 
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
  - **Typ obsługiwanych baterii:** AAA

**Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 38 mm
- **Waga produktu:** 68 g
- **Wysokość produktu:** 149 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Upewnij się, że termometr jest czysty przed każdym użyciem., Nie używać w pobliżu silnych źródeł pola elektromagnetycznego.