

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/wozek-inwalidzki-bc-ea8000f-o-napedzie-elektrycznym-p-212763.html>



Wózek inwalidzki BC-EA8000F o napędzie elektrycznym

Cena	7 716,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WIBMDHWIE0007
Kod EAN	2006841100006
PKWiU	30.92.20.0

Opis produktu

- **Hamulce:** Tak
- **Rodzaj kół:** Ruchome
- **Średnica koła przedniego:** 20,3 cm
- **Liczba przednich kół:** 2
- **Maksymalna waga użytkownika:** 150 kg
- **Liczba tylnych kół:** 2
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Maksymalny zasięg:** 25000 m
- **Akumulator:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Maksymalna prędkość:** 6 km/h
- **Długość produktu:** 1030 mm
- **Wysokość oparcia:** 51 cm
- **Wysokość produktu:** 950 mm
- **Szerokość siedziska:** 42 cm
- **Możliwość złożenia:** Tak
- **Regulowany podnózek:** Tak
- **Kieszeń tylna:** Nie
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj stan baterii i kabli zasilających., Przechowuj wózek w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci., Nie pozostawiaj wózka bez nadzoru, gdy jest podłączony do ładowania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Hamulce:** Tak
- **Rodzaj kół:** Ruchome
- **Średnica koła przedniego:** 20,3 cm
- **Liczba przednich kół:** 2
- **Maksymalna waga użytkownika:** 150 kg
- **Liczba tylnych kół:** 2
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny

Moc:

- **Maksymalny zasięg:** 25000 m
- **Akumulator:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Maksymalna prędkość:** 6 km/h

Waga i rozmiary:

-
- **Długość produktu:** 1030 mm
 - **Wysokość oparcia:** 51 cm
 - **Wysokość produktu:** 950 mm
 - **Szerokość siedziska:** 42 cm

Ergonomia:

- **Możliwość złożenia:** Tak
- **Regulowany podnóżek:** Tak
- **Kieszeń tylna:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Regularnie sprawdzaj stan baterii i kabli zasilających., Przechowuj wózek w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci., Nie pozostawiaj wózka bez nadzoru, gdy jest podłączony do ładowania.