

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/activejet-masazer-limfatyczny-kompresyjny-do-nog-s-p-256772.html>



## Activejet Masażer Limfatyczny-Kompresyjny do nóg S

Cena	<b>1 340,27 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>FIRACJMAS0004</b>
Kod producenta	<b>ACM-PLUS-A1 S</b>
Kod EAN	<b>5901443391814</b>
PKWiU	<b>32.50.21.0</b>

### Opis produktu

- **Wbudowany interwałowy timer:** Tak
- **Licznik timera (minimalny):** 15 min
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Licznik timera (maksymalny):** 60 min
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Uchwyt(y):** Nie
- **Właściwe wykorzystanie:** Nogi
- **Timer:** Tak
- **Rodzaje masażu:** Limfatyczno-kompresyjny
- **Ilość komór:** 5
- **Cicha praca:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 15
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Liczba programów:** 5
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Regulacja intensywności:** Tak
- **Poziom hałasu (max):** 55 dB
- **Tryb pracy:** Regeneracja po treningu, aktywacja treningowa, redukcja zmęczenia, ogólny relaks, głęboka pielęgnacja/regeneracja
- **Moc:** 25 W
- **Czas ładowania:** 3 godz
- **Ładowanie przez łącze USB:** Tak
- **Zakres ciśnienia:** 40 - 110 mmHg
- **Pojemność baterii:** 2600 mAh
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Napięcie baterii:** 7,3 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Żywotność baterii:** 150 min
- **Wymiary torby:** 440 × 245 × 265 mm
- **Rozmiar:** S
- **Waga produktu:** 3,2 kg
- **Wymiary produktu:** 840 × 330 × 60 mm
- **Wzrost użytkownika:** 155-169 cm
- **Zawartość opakowania:** Kabel do ładowania USB Type-C x 2, Worek do przechowywania baterii x 1, Kontrolery sterujące (zintegrowane z rękawami) x 2, Masażer kompresyjny (nogawki kompresyjne) x 2, Bateria x 2, Torba do przechowywania x 1, Worek do przechowywania nogawek x 2, Instrukcja obsługi x 1
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Łatwy w użyciu:** Tak
- **Bezpieczny w użyciu:** Tak
- **Prezentacja video:** <https://youtu.be/MjPMw5-OpfE>
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie stosować na uszkodzonej skórze lub ranach., Używać zgodnie

---

ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Wbudowany interwałowy timer:** Tak
- **Licznik timera (minimalny):** 15 min
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Licznik timera (maksymalny):** 60 min
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Uchwyt(y):** Nie
- **Właściwe wykorzystanie:** Nogi
- **Timer:** Tak
- **Rodzaje masażu:** Limfatyczno-kompresyjny
- **Ilość komór:** 5
- **Cicha praca:** Tak
- **Liczba poziomów mocy:** 15
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Liczba programów:** 5
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Regulacja intensywności:** Tak
- **Poziom hałasu (max):** 55 dB
- **Tryb pracy:** Regeneracja po treningu, aktywacja treningowa, redukcja zmęczenia, ogólny relaks, głęboka pielęgnacja/regeneracja

### Moc:

- **Moc:** 25 W
- **Czas ładowania:** 3 godz
- **Ładowanie przez łącze USB:** Tak
- **Zakres ciśnienia:** 40 - 110 mmHg
- **Pojemność baterii:** 2600 mAh
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Napięcie baterii:** 7,3 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowany
- **Żywotność baterii:** 150 min

### Waga i rozmiary:

- **Wymiary torby:** 440 × 245 × 265 mm
- **Rozmiar:** S
- **Waga produktu:** 3,2 kg
- **Wymiary produktu:** 840 × 330 × 60 mm
- **Wzrost użytkownika:** 155-169 cm

### Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Kabel do ładowania USB Type-C x 2, Worek do przechowywania baterii x 1, Kontrolery sterujące (zintegrowane z rękawami) x 2, Masażer kompresyjny (nogawki kompresyjne) x 2, Bateria x 2, Torba do przechowywania x 1, Worek do przechowywania nogawek x 2, Instrukcja obsługi x 1

### Ergonomia:

- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Łatwy w użyciu:** Tak
- **Bezpieczne w użyciu:** Tak

### Video:

- **Prezentacja video:** <https://youtu.be/MjPMw5-OpfE>

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie stosować na uszkodzonej skórze lub ranach., Używać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

