

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bezprzewodowe-urzadzenie-do-terapii-bolu-tens-ecomed-by-medisana-tt-10e-p-169774.html>



Bezprzewodowe urządzenie do terapii bólu TENS Ecomed by Medisana TT-10E

Cena	72,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FIRMENMAS0073
Kod producenta	23455
Kod EAN	4015588234552
PKWiU	32.50.21.0

Opis produktu

- **Czas pracy:** 30 min
- **Liczba elektrod:** 2
- **Typ produktu:** Elektrostymulator
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Rodzaj sterowania:** Przyciski
- **Właściwe wykorzystanie:** Plecy, Ramiona, Szyja
- **Materiały:** Tworzywo sztuczne
- **Liczba programów:** 5
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Regulacja intensywności:** Tak
- **Liczba poziomów intensywności:** 10
- **Rodzaje masażu:** TENS
- **Rodzaj baterii:** Bateria AAA
- **Napięcie baterii:** 1,5 V
- **Zasilanie bateryjne:** Tak
- **Ilość baterii:** 2
- **Wymiary dużej elektrody:** 190 x 95 mm
- **Waga produktu:** 42 g
- **Wymiary elektrody:** 74 x 55 mm
- **Szerokość produktu:** 57 mm
- **Wysokość produktu:** 16,5 mm
- **Głębokość produktu:** 45 mm
- **Waga bez baterii:** 20 g
- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Zawartość opakowania:** Bateria AAA x 2, Elektrody x 2, Instrukcja obsługi x 1
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Certyfikaty:** CE
- **Łatwy w użyciu:** Tak
- **Bezpieczny w użyciu:** Tak
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w miejscach wilgotnych lub mokrych., Nie stosować na uszkodzoną skórę., Przed użyciem skonsultować się z lekarzem, szczególnie w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych takich jak rozrusznik serca.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Czas pracy:** 30 min
 - **Liczba elektrod:** 2
 - **Typ produktu:** Elektrostymulator
 - **Kolor produktu:** Biały, Szary
 - **Rodzaj sterowania:** Przyciski
 - **Właściwe wykorzystanie:** Plecy, Ramiona, Szyja
 - **Materiały:** Tworzywo sztuczne
 - **Liczba programów:** 5
 - **Bezprzewodowy:** Tak
 - **Automatyczne wyłączenie:** Tak
 - **Regulacja intensywności:** Tak
 - **Liczba poziomów intensywności:** 10
 - **Rodzaje masażu:** TENS

Moc:

- **Rodzaj baterii:** Bateria AAA
- **Napięcie baterii:** 1,5 V
- **Zasilanie bateryjne:** Tak
- **Ilość baterii:** 2

Waga i rozmiary:

- **Wymiary dużej elektrody:** 190 x 95 mm
- **Waga produktu:** 42 g
- **Wymiary elektrody:** 74 x 55 mm
- **Szerokość produktu:** 57 mm
- **Wysokość produktu:** 16,5 mm
- **Głębokość produktu:** 45 mm
- **Waga bez baterii:** 20 g

Dane opakowania:

- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Bateria AAA x 2, Elektrody x 2, Instrukcja obsługi x 1

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty:** CE

Ergonomia:

- **Łatwy w użyciu:** Tak
- **Bezpieczny w użyciu:** Tak
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Łatwość czyszczenia:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w miejscach wilgotnych lub mokrych., Nie stosować na uszkodzoną skórę., Przed użyciem skonsultować się z lekarzem, szczególnie w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych takich jak rozrusznik serca.