

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ihealth-wrist-blood-pressure-monitor-bp7s-weight-105-g-white-wireless-blood-pressure-readings-are-st-p-210978.html>



iHealth Wrist Blood Pressure Monitor BP7S Weight 105 g White Wireless Blood pressure readings are stored on the secure, free, HIPAA compliant iHealth

Cena	289,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAAHA
Kod producenta	BP7S
Kod EAN	855111003941
PKWiU	32.50.13.0

Opis produktu

- **Pomiar tętna:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Skurczowe ciśnienie krwi:** Tak
- **Sposób mierzenia:** Oscylometryczny
- **Rozkurczowe ciśnienie krwi:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Funkcja mówienia:** Nie
- **Zakres pomiaru tętna:** 40 - 180
- **Model:** Automatyczny
- **Rozmiar mankietu:** 13,5 - 22 cm
- **Przeznaczenie:** Przedramię
- **Średnie ciśnienie tętnicze:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Wysokość produktu:** 17,6 mm
- **Szerokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Waga produktu:** 105 g
- **Walizka:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być używany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć błędnych odczytów., Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem., Produkt przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pomiar tętna:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Skurczowe ciśnienie krwi:** Tak
- **Sposób mierzenia:** Oscylometryczny
- **Rozkurczowe ciśnienie krwi:** Tak

-
- **Bluetooth:** Tak
 - **Funkcja mówienia:** Nie
 - **Zakres pomiaru tętna:** 40 - 180
 - **Model:** Automatyczny
 - **Rozmiar mankietu:** 13,5 - 22 cm
 - **Przeznaczenie:** Przedramię
 - **Średnie ciśnienie tętnicze:** Tak

Moc:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 3,7 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 17,6 mm
- **Szerokość produktu:** 72 mm
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Waga produktu:** 105 g

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być używany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć błędnych odczytów., Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem., Produkt przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.