

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/therabody-recoverytherm-cube-p-169727.html>



Therabody RecoveryTherm Cube

Cena	700,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FIRTHBMAS0026
Kod producenta	TB03780-01
Kod EAN	840295401805
PKWiU	32.50.21.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** ABS, Poliwęglan (PC)
- **Regulacja temperatury:** Tak
- **Materiał paska:** Neopren
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pasek na rzepy:** Tak
- **Właściwe wykorzystanie:** Uniwersalne
- **Rodzaje termoterapii:** Kontrastowa, Ciepło, Zimno
- **Czas zabiegu terapii:** Ciepło: 24 minuty, Zimno: 18 minut, Kontrastowa: 20 minut
- **Regulowana temperatura terapii:** Zimno: 16°C, 12°C, 8°C, Ciepło: 35°C, 39°C, 43°C, Kontrastowa: zimno: 8°C, ciepło: 43°C
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Czas pracy:** 120 min
- **Długość paska:** 50/100 cm
- **Waga całkowita:** 450 g
- **Wysokość produktu:** 113 mm
- **Waga produktu:** 345 g
- **Szerokość produktu:** 78 mm
- **Głębokość produktu:** 55 mm
- **Przewody:** USB Type-C
- **Liczba pasków:** 2
- **Ramka:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie stosować na uszkodzonej skórze lub ranach., Używać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi., Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Materiał obudowy:** ABS, Poliwęglan (PC)
- **Regulacja temperatury:** Tak
- **Materiał paska:** Neopren
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pasek na rzepy:** Tak
- **Właściwe wykorzystanie:** Uniwersalne
- **Rodzaje termoterapii:** Kontrastowa, Ciepło, Zimno
- **Czas zabiegu terapii:** Ciepło: 24 minuty, Zimno: 18 minut, Kontrastowa: 20 minut
- **Regulowana temperatura terapii:** Zimno: 16°C, 12°C, 8°C, Ciepło: 35°C, 39°C, 43°C, Kontrastowa: zimno: 8°C, ciepło: 43°C

Moc:

-
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
 - **Czas pracy:** 120 min

Waga i rozmiary:

- **Długość paska:** 50/100 cm
- **Waga całkowita:** 450 g
- **Wysokość produktu:** 113 mm
- **Waga produktu:** 345 g
- **Szerokość produktu:** 78 mm
- **Głębokość produktu:** 55 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C
- **Liczba pasków:** 2
- **Ramka:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie stosować na uszkodzonej skórze lub ranach., Używać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi., Przechowywać poza zasięgiem dzieci.