

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-do-uscierzania-bolow-menstruacyjnych-medisana-tt-250-p-169706.html>



## Urządzenie do uśmierzania bólów menstruacyjnych Medisana TT 250

Cena	<b>142,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>FIRMENMAS0071</b>
Kod producenta	<b>88352</b>
Kod EAN	<b>4015588883521</b>
PKWiU	<b>32.50.21.0</b>

### Opis produktu

- **Liczba poziomów intensywności:** 20
- **Czas pracy:** 30 min
- **Regulacja intensywności:** Tak
- **Temperatura:** 43 °C
- **Liczba elektrod:** 3
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Typ produktu:** Elektrostymulator
- **Materiały:** Tworzywo sztuczne
- **Bezprzewodowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Beżowy
- **Funkcja ciepła:** Tak
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Zasilanie bateryjne:** Tak
- **Waga produktu:** 44 g
- **Maksymalna średnica elektrody:** 49,5 mm
- **Głębokość produktu:** 69 mm
- **Szerokość produktu:** 52 mm
- **Wymiary elektrody:** 182 x 87 x 0,5 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość:** 1 szt.
- **Zawartość opakowania:** Elektrody x 2, Elektroda grzewcza x 1, Kabel do elektrod x 1, Instrukcja obsługi x 1, Kabel USB typu C x 1
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Bezpieczne w użyciu:** Tak
- **Klips mocujący:** Tak
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Łatwy w użyciu:** Tak
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie stosować na uszkodzoną skórę., Nie używać w miejscach wilgotnych lub mokrych., Przed użyciem skonsultować się z lekarzem, szczególnie w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych takich jak rozrusznik serca.

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Liczba poziomów intensywności:** 20
- **Czas pracy:** 30 min

- 
- **Regulacja intensywności:** Tak
  - **Temperatura:** 43 °C
  - **Liczba elektrod:** 3
  - **Automatyczne wyłączenie:** Tak
  - **Typ produktu:** Elektrostymulator
  - **Materiały:** Tworzywo sztuczne
  - **Bezprzewodowy:** Tak
  - **Kolor produktu:** Beżowy
  - **Funkcja ciepła:** Tak

#### **Moc:**

- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Zasilanie bateryjne:** Tak

#### **Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 44 g
- **Maksymalna średnica elektrody:** 49,5 mm
- **Głębokość produktu:** 69 mm
- **Szerokość produktu:** 52 mm
- **Wymiary elektrody:** 182 x 87 x 0,5 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm

#### **Dane opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość:** 1 szt.

#### **Zawartość opakowania:**

- **Zawartość opakowania:** Elektrody x 2, Elektroda grzewcza x 1, Kabel do elektrod x 1, Instrukcja obsługi x 1, Kabel USB typu C x 1

#### **Wyświetlacz:**

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

#### **Ergonomia:**

- **Bezpieczne w użyciu:** Tak
- **Klips mocujący:** Tak
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Łatwy w użyciu:** Tak
- **Łatwość czyszczenia:** Tak

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie stosować na uszkodzoną skórę., Nie używać w miejscach wilgotnych lub mokrych., Przed użyciem skonsultować się z lekarzem, szczególnie w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych takich jak rozrusznik serca.